

BESKRIVELSE AV MOBIL TRYGGHETSALARM

EN MOBIL TRYGGHETSALARM ER ET VERKTØY FOR Å ØKE TRYGGHET HJEMME OG NÅR DU FERDES UTENDØRS, OG GIR ØKT SELVSTENDIGHET.



Liten og lett, og bæres rundt hals eller legges i lomme.

Har innebygd høyttaler/mikrofon

Knapper

- Gul knapp: Alarmknapp merket SOS.
- On/Off: av/på-knapp
- 2 og 1: ingen funksjon

Indikasjonslamper

- Rød: blinker hvert sekund når enhet er PÅ.
 - Gul: dobbelt blink hvert 5 sek: forbindelse og GSM
 - Gul: enkle blink: ikke forbindelse men har GSM.
 - Rødt og Gult: oppstart.
- USB
- MicroUSB : Innstikk for lader

HVORDAN UTLØSES EN MOBIL TRYGGHETSALARM

MOBIL TRYGGHETSALARM UTLØSES VED Å TRYKKE PÅ DEN GULE KNAPPEN. DET OPPRETTES ETTER HVERT KONTAKT MED RESPONSSENTER, OG OPERATØR VIL SNAKKE MED DEG FOR Å SPØRRE HVORDAN DU HAR DET OG HVA DU TRENGER HJELP TIL.

HVA SKJER NÅR MOBIL TRYGGHETSALARM UTLØSES

OPERATØR VIL FÅ OPP ET KART PÅ SKJERMEN SIN OG FINNE DIN POSISJON.



UT I FRA DE OPPLYSNINGER OPERATØREN FÅR AV DEG, OG FRA KARTET, KONTAKTES HJELPEINSTANSER.

SKULLE DET VÆRE SLIK AT DU IKKE KLARER Å FORMIDLE DITT BEHOV, VIL DET UANSETT HJELPEN SENDT TIL DEG.

NYTTIG INFORMASJON OM BRUK AV MOBIL TRYGGHETSALARM

Det kan avtales og avklares på forhånd hvem som skal varsles når din Mobile Trygghetsalarm blir utløst. Dette kaller vi en varslingskjede. Her kan det angis om pårørende også skal varsles.

Du skal være godt informert om hva det innebærer å ha en Mobil Trygghetsalarm, og at din posisjon vil vises på et kart.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON

- BATTERI STANDBYTID OPPTIL 8DGR
- TEMPERATUR -20 til +55 gr Celsius
- SPRUTSIKKER IP32

Alt utstyr som leveres overvåkes, kontrolleres og vedlikeholdes av Responssenteret på Helse-innovasjonssenteret.

TRYGG I DITT EGET LIV

DENNE BROSJYREN GIR ENKEL
INFORMASJON OM BRUK AV MOBIL
TRYGGHETSALARM MED GPS

MOBIL TRYGGHETSALARM

Beskrivelse

- Riktig bruk
- Virkemåte

For bruker og pårørende



Helseinnovasjonssenteret
- i sentrum for helserelatert verdiskaping og samhandling

Kontakt oss for spørsmål

Responsssenteret
Telefon: 715 74250
E-post: Brannvakt@kristiansund.kommune.no

(Helseinnovasjonssenteret)
Alt utstyr overvåkes og vedlikeholdes av
Responscenter.